

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Z uwagi na wskazania medyczne Pani/Pana lekarz podjął decyzję o wykonaniu rejestracji **metodą Ekg Holter**.

Celem dokonania rejestracji będzie miała Pani/Pan założony rejestrator EKG na czas zlecony przez lekarza (najczęściej 24, 48 lub 72h). Rejestrator umieszczony w futerale przyczepionym do paska będzie odczytywał sygnał elektryczny z elektrod przyklejonych bezpośrednio do skóry klatki piersiowej. U mężczyzn z obfitym zarostem może być konieczne wygolenie odpowiedniego miejsca celem zapewnienia stałego kontaktu ze skórą i prawidłowego odczytu sygnału elektrycznego.

Badanie ma na celu rejestrację zaburzeń rytmu, przewodnictwa i ocenę kontroli częstości pracy serca.

W trakcie rejestracji należy przestrzegać następujących zasad:

1. Zachowuj się normalnie. Pamiętaj jednak, by unikać nadmiernych ruchów kabli oraz rejestratora, w szczególności takich, które by sprawiły odklejenie elektrod. W przypadku odklejenia – postaraj się możliwie szybko przykleić ją w odpowiednie miejsce
2. Urządzenie elektryczne nie lubi wody! W czasie rejestracji zapomnij o kąpeli i innych czynnościach mogących zmoczyć urządzenie.
3. Nie odklejaj elektrod. Po ponownym przyklejeniu będą się trzymać słabiej lub w ogóle.
4. Pod żadnym pozorem nie wyjmuj baterii – powoduje to natychmiastowe zaprzestanie rejestracji.
5. W przypadku nasilonego stanu zapalnego w okolicy elektrod (zaczerwienienie, obrzęk, świąd) odklej elektrody, miejsce przemyj wodą, jeśli to konieczne skontaktuj się z lekarzem,

Rejestrator proszę zwrócić w dniu _____ o godz. _____
w Praktyce Lekarskiej VascuMed przy ul. Jaracza 22A w Słupsku. O terminie i sposobie odbioru wyniku badania zostaniesz poinformowany telefonicznie.

Po dalsze zalecenia zgłoś się z wynikiem badania do lekarza , który je zlecił.

W przypadku gdy nie możesz tego zrobić osobiście – rejestrator po odłączeniu może oddać ktoś znajomy lub z rodziny.

W przypadku wątpliwości, konieczności zmiany miejsca/terminu oddania urządzenia proszę o kontakt pod numerem **601 807 106**.